

Gebrauchsanweisungen bei Goll & Schracke Massing

Vielen Dank für Ihren Download der Gebrauchsanweisung von goll-schracke.de!

Sie haben eine Gebrauchsanweisung aus der Kategorie:

Sanitätshaus » Hilfsmittel » Bett- & Beistelltische

geladen. Sollten Sie im Anschluß der Nutzung der Gebrauchsanweisung Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über unser Kontaktformular auf

goll-schracke.de/kontakt

oder über unsere Filialen

Sanitätshaus Remscheid

Hindenburgstr. 9
42853 Remscheid
Telefon 02191 499 110
Telefax 02191 499 1120

Sanitätshaus Wipperfürth

Untere Straße 8
51688 Wipperfürth
Telefon 02267 9252
Telefax 02267 2624

Reha-Center Remscheid

Jägerwald 16
42897 Remscheid
Telefon 02191 933 44 0
Telefax 02191 933 44 22

Reha Center

Burger Str.116
42859 Remscheid
Telefon 02191 933 44 0
Telefax 02191 933 44 32

Etwas vergessen?

Benötigen Sie eine andere oder weitere Gebrauchsanweisung? Dann klicken Sie in diese Box oder wählen Sie die Webseite an:

<https://goll-schracke.de/gebrauchsanweisungen>

Qualitätsfeedback

Wir würden uns freuen, ein Feedback von Ihnen, zu unserem Service zu erhalten!



Bitte klicken Sie hier in die Box oder wählen Sie:

<https://goll-schracke.de/qualitaetsmanagement>

Invacare® Accessories

Invacare® Pausa (L865), Invacare® Kauma (L872), Invacare® Baya (L870)

en	Bed side tables User Manual	2	it	Vassoio letto a carrello Manuale d'uso	6
da	Sengeborde Brugsanvisning	2	lt	Prie lovos statomi staliukai Naudojimosi instrukcija	7
de	Beistelltische Gebrauchsanweisung	3	lv	Galdiņi pie gultas Instrukciju rokasgrāmata	8
es	Mesitas para cama Manual del usuario	4	nl	Bedtafels Gebruiksaanwijzing	8
fi	Vuoteen sivupöydät Käyttöohje	4	no	Sidebord for senger Bruksanvisning	9
fr	Tables de chevet Manuel d'utilisation	5	pt	Mesas de cabeceira Manual de utilização	10
hr	Stolići uz krevet Upute za uporabu	6	sv	Sängbord Bruksanvisning	10



	L865	L872	L870
	10 kg	10 kg	10 kg

This manual MUST be given to the user of the product.
BEFORE using this product, read this manual and save for future reference.



Yes, you can.®

Safety



CAUTION! – Check that the product has been delivered in perfect condition before you use it.

- If you are unsure about usage, adjustment or maintenance of the product, contact your Invacare distributor.
- Do not exceed the maximum load, shown on the product label.
- Do not use or store the product outdoors.
- Periodically check stability and rigidity of the product and, where applicable, that the screws are tightened.

Cleaning and disinfection

- Remove any dirt or dust using a soft, damp cloth.
- Use soap and water to remove stubborn stains.
- Dry with a soft cloth.
- For disinfection in hospital environments, follow the hygiene specialist's recommendations.

Warranty information

Terms and conditions of the warranty are part of the general terms and conditions particular to the individual countries in which this product is sold.

Contact information for your local Invacare office is located at the end of this manual.

Assembly

Invacare®Pausa (L865)

See figure 1

1. Attach the two feet on castors **A** under the frame **B** using 2 screws.
2. Insert hand screw **C** into the upper section of the frame **B**.
3. Slide the square tube of the tray support **D** into the vertical section of the frame **B**, so that the tray support is located above the frame base.
4. Loosen hand screw **E** and slide the tray **F** on the tray support.
5. Adjust the tray to the desired inclination and tighten hand screw **E**.
6. Adjust the height of the tray and tighten hand screw **C**.

Invacare®Kauma (L872)

See figure 2



CAUTION! The height adjustment system is controlled by a spring. – Follow the instructions in this paragraph carefully and in the indicated order.

1. Install the rack **B** on the base **A**:

- a. Insert the two large screws in the two-hole plate, and insert the two small cylinders.
- b. Place this assembly below the castor base and tighten the screws through the base into the rack.

Make sure, the tray is located above the base.

2. Install the tray **C** by sliding it onto its support and fix it using two 8x15 screws.
3. Install the adjustment system:

Carefully unscrew the small black screw above the red label and replace it with the small grey screw supplied with the table.

DO NOT remove the screw covered by the red label.

Adjusting the height

- To raise the tray, pull it upwards.
- To lower the tray, press the black lever.

Invacare®Baya (L870)

See figure 3

1. Install the square tube **B** on the base **A** using an Allen key.
2. Install the tray **E** on the tray holder tube and lock it with hand screw **F**.
3. Slide the tray holder **C** into the square tube **B**.
4. Make sure, the tray is located above the base.
4. Adjust the height of the tray and tighten hand screw **D**.

Sikkerhed



FORSIGTIG!

- Kontrollér, at produktet er leveret perfekt stand, før du tager det i brug.
- Hvis du er i tvivl om brugen, indstillingen eller vedligeholdelsen af produktet, skal du kontakte din Invacare-forhandler.
- Undgå at overskride den maksimale belastning, der vises på produktmærkaten.
- Undgå at bruge eller opbevare produktet udenørs.
- Kontrollér med jævne mellemrum produktets stabilitet, og stram skruberne, hvis det er nødvendigt.

Rengøring og desinfection

- Fjern eventuelt snavs eller støv med en blød fugtig klud.
- Brug sæbe og vand til at fjerne genstridige pletter.
- Tør efter med en blød klud.
- Følg hygiejnespecialisternes anbefalinger ved desinfection i hospitalsmiljøer.

Garantioplysninger

Garantivilkår og -betingelser indgår i vores generelle vilkår og betingelser, der gælder specifikt for de respektive lande, hvor produktet sælges.

Kontaktoplysningerne til din lokale Invacare-forhandler findes i slutningen af denne brugsanvisning.

Samling

Invacare®Pausa (L865)

Se figur 1

1. Monter de to fødder på svinghjul **A** under rammen **B** ved hjælp af 2 skruer.

2. Stik håndskruen **C** ind i den øverste del af rammen **B**.

3. Skub det firkanterede rør på bakkholderen **D** ind i den lodrette del af rammen **B**, så bakkholderen er placeret oven over rammens understel.

4. Derefter skal du løsne håndskruen **E** og skubbe bækken

F ind på bakkholderen.

5. Indstil bækken til den ønskede hældning, og stram

håndskruen **E**.

6. Indstil bakkens højde, og stram håndskruen **C**.

Invacare®Kauma (L872)

Se figur 2

finden Sie am Ende dieses Handbuchs.

Kontaktinformationen zur Invacare-Niederlassung vor Ort


dieses Produkt verkauft wird.

Die Garantiebestimmungen sind Bestandteil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die jeweiligen Länder, in denen

Garantieinformationen

- Entfernen Sie Schmutz und Staub mit einem weichen, feuchten Lappen.
- Hartnäckige Verschmutzungen können mit Wasser und Seife entfernt werden.
- Verwenden Sie zum Trocknen ein weiches Tuch.
- Befolgen Sie bei der Desinfektion in Krankenhaussummbungen die Empfehlungen des Hygieneexperten.

Reinigung und Desinfektion

VORSICHT!  Überprüfen Sie vor der Verwendung des Produkts, ob es in perfektem Zustand geliefert wurde. Wenn Sie sich bei der Verwendung, Einstellung oder Instandhaltung des Produkts über etwas nicht im klaren sind, wenden Sie sich an Ihre Invacare-Vertretung. Die auf dem Typenschild angegebene zulässige Höchstbelastung darf nicht überschritten werden. Das Produkt nicht im Freien verwenden oder lagern. Überprüfen Sie regelmäßig Stabilität und Startheit des Produkts und, sofern zutreffend, ob die Schrauben festgezogen sind.

Sicherheit

de

1. Monter det firkantede rør **B** på understellet **A** ved hjælp af en unbrakonøgle.
2. Monter bakken **E** på bageholderøret, og lås den med håndskruen **F**.
3. Skub bageholderen **C** ind i det firkantede rør **B**.
4. Sørge for, at bakken er placeret oven over understellet. Indstil bakkens højde, og stram håndskruen **D**.


Se figur 3

Invacare® Baya (L870)

- Træk op i bakken for at hæve den.
- Tryk på det sorte håndtag for at sænke den.

Højdeindstilling

1. Monter den lodrette holder **B** på understellet **A**:
 - a. Sæt de to store skruer ind i pladen med de to huller, og indsæt de to små cylindere.
 - b. Placer den samlede enhed under hjulstellet, og stram skruerne, der holder stellet og holderen sammen.
2. Monter bakken **C** ved at skubbe den ind på bageholderen, og fastgør den med to 8x15-skruer.
3. Monter indstillingsystemet:
 - Skru forsigtigt den lille sorte skruer oven over den røde mærkat ud, og erstæt den med den lille grå skruer, der fulgte med bordet.
 - Fjern IKKE den skruer, der er dækket af den røde mærkat.

FORSIGTIG!  Systemet til højdeindstilling styres af en fjeder – Følg anvisningerne i dette afsnit omhyggeligt og i den angivne rækkefølge.

1. Das Vierkantröhr **B** mit einem Innensechskantschlüssel an der Basis **A** montieren.
2. Die Tischablage **E** am Halteröhr anbringen und mit der Handsschraube **F** sichern.
3. Das Halteröhr **C** in das Vierkantröhr **B** schieben.
4. Die Höhe der Tischablage einstellen und die Handsschraube **D** festziehen.


Siehe Abbildung 3.

Invacare® Baya (L870)

- Zum Höherstellen die Tischablage einfach nach oben ziehen.
- Zum Absenken der Tischablage den schwarzen Hebel drücken.

Anpassen der Höhe

1. Den Träger **B** an der Basis **A** montieren:
 - a. Die zwei großen Schrauben in die Platte mit den zwei Bohrungen sowie die zwei kleinen Zylinder einsetzen.
 - b. Diese Baugruppe unter der Schwenkradbasis platzieren und die Schrauben durch die Basis in den Träger eindrehen.
2. Die Tischablage **C** montieren. Hierfür die Tischablage auf den Träger schieben und mit zwei Schrauben (8 x 15) befestigen.
3. Montieren der Höhenverstellung:
 - Die kleine schwarze Schraube über dem roten Aufkleber vorsichtig herausdrehen und durch die kleine graue Schraube ersetzen, die dem Beistelltisch beiliegt.
 - NICHT die vom roten Aufkleber verdeckte Schraube entfernen.

VORSICHT!  Die Höhenverstellung wird über eine Feder gesteuert. – Beachten Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt sorgfältig und in der angegebenen Reihenfolge.

Siehe Abbildung 2.

Invacare® Kauma (L872)

1. Die zwei Standbeine mit den Schwenkträgern **A** mit zwei Schrauben unter dem Rahmen **B** anbringen.
2. Die Handsschraube **C** im oberen Bereich des Rahmens **B** einsetzen.
3. Das Vierkantröhr der Tischablage **D** so in den vertikalen Teil des Rahmens **B** schieben, dass sich die Tischablage über der Rahmenbasis befindet.
4. Die Handsschraube **E** lösen und die Tischablage **F** auf die Halterung schieben.
5. Die gewünschte Neigung der Tischablage einstellen und die Handsschraube **E** festziehen.
6. Die Höhe der Tischablage einstellen und die Handsschraube **C** festziehen.

Siehe Abbildung 1.

Invacare® Pausa (L865)

Montage

**!PRECAUCIÓN!**

– Antes de usar el producto, compruebe que se ha entregado en perfectas condiciones. – Si tiene dudas sobre el uso, el ajuste o el mantenimiento del producto, póngase en contacto con su distribuidor de Invacare. – No supere la carga máxima que se muestra en la etiqueta del producto. – No utilice ni almacene el producto en exteriores. – De forma periódica, compruebe la estabilidad y la rigidez del producto y, si procede, compruebe que los tornillos están apretados.

Limpieza y desinfección

- Elimine la suciedad o el polvo con un paño suave y húmedo.
- Use jabón y agua para eliminar las manchas difíciles.
- Seque con un paño suave.
- Para la desinfección en entornos hospitalarios, siga las recomendaciones del especialista sobre higiene.

Información sobre la garantía

Las condiciones de la garantía forman parte de las condiciones generales de cada país donde se vende este producto. Se incluye información de contacto de su oficina local de Invacare al final de este manual.

Montaje**Invacare®Pausa (L865)**

Consulte la figura 1

1. Acople las dos patas en las ruedas **A** debajo del chasis **B** con dos tornillos.
2. Inserte la palomilla **C** en la sección superior del chasis **B**.
3. Deslice el tubo cuadrado del soporte de la bandeja **D** en la sección vertical del chasis **B**, de forma que el soporte de la bandeja quede situado encima de la base del chasis.
4. Afloje el palomilla **E** y deslice la bandeja **F** en el soporte de la bandeja.
5. Ajuste la bandeja en la inclinación que desee y apriete la palomilla **E**.
6. Ajuste la altura de la bandeja y apriete la palomilla **C**.

Invacare®Kauma (L872)

Consulte la figura 2

**!PRECAUCIÓN!**

El sistema de ajuste de la altura se controla mediante un muelle. – Siga con atención las instrucciones de este párrafo y en el orden que se indica.

1. Instale el bastidor **B** en la base **A** :

- a. Inserte los dos tornillos grandes en la placa de dos orificios e inserte los dos cilindros pequeños. Coloque este montaje debajo de la base de las ruedas y apriete los tornillos en la base para introducirlos en el bastidor.
2. Instale la bandeja **C** deslizándola en su soporte y fíjela con dos tornillos de 8x15.
3. Instale el sistema de ajuste: Desatornille con cuidado el tornillo pequeño negro que se encuentra encima de la etiqueta roja y sustitúyalo por el tornillo pequeño gris que se suministra con la mesa. NO retire el tornillo que está cubierto con la etiqueta roja.

Ajuste de altura

- Para subir la bandeja, tire de ella hacia arriba.
- Para bajar la bandeja, pulse la palanca negra.

Invacare®Baya (L870)

Consulte la figura 3

1. Instale el tubo cuadrado **B** en la base **A** con una llave Allen.
2. Instale la bandeja **E** en el tubo del soporte de la bandeja y bloquéela con la palomilla **F**.
3. Deslice el soporte de la bandeja **C** para introducirlo en el tubo cuadrado **B**.
4. Ajuste la altura de la bandeja y apriete la palomilla **C**.

Turvallisuus**HUOMIO!**

- Tarkista, että tuote on toimitettu täysin kunnossa, ennen kuin käytät sitä.
- Jos olet epävarma tuotteen käytöstä, säädöstä tai huollosta, ota yhteys Invacare-jälleenmyyjään.
- Älä ylitä tuotekilvessä ilmoitettua suurinta sallittua kuormitusta.
- Älä käytä tai säilytä tuotetta ulkona.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen vakaus ja jäykkyys sekä tarvittaessa ruuvien tiukkuus.

Puhdistaminen ja desinfiointi

- Poista lika ja pöly pehmeällä, kostealla liinalla.
- Poista hankalat tahrat saippualla ja vedellä.
- Kuvaa pehmeällä liinalla.
- Noudata desinfiointissa sairaalalämpötiloissa hygienia-asiantuntijan suosituksia.

Takuutiedot

Takuuehdot ovat osa tuotteen yksittäisissä myyntimaisissa sovellettavista yleisistä ehtoja. Paikallisen Invacaren toimiston yhteyshenkilöt ovat tämän oppaan lopussa.

Kokoonpano**Invacare®Pausa (L865)**

Katso kuva 1.

1. Kiinnitä kaksi jalkaa pyöriin **A** rungon alapuolelle **B** ruuvilla.
2. Työnä käsiruuvi **C** rungon yläosaan **B**.

Informations de garantie

Les modalités et conditions de la garantie font partie des modalités et conditions générales spécifiques aux différents pays de vente du produit.

Les coordonnées de votre représentant Invacare local figurent à la fin du présent manuel.

Montage

Invacare®Pausa (L865)

Voir figure 1

1. Fixez les deux pieds sur les roulettes **A** sous le châssis **B**

à l'aide de 2 vis.

2. Insérez la vis **C** dans la section supérieure du châssis **B**.

3. Insérez le tube carré du support de plateau **D** dans la

section verticale du châssis **B**, de sorte à positionner le

support du plateau au-dessus de la base du châssis.

4. Desserrez à la main la vis **E** et faites glisser le plateau **F**

sur le support du plateau.

5. Réglez l'inclinaison du plateau et serrez la vis **E** à la

main.

6. Réglez la hauteur du plateau et serrez la vis **C** à la main.

Invacare®Kauma (L872)

Voir figure 2

ATTENTION !



Le système de réglage de la hauteur est

commandé par un ressort.

– Respectez scrupuleusement et dans l'ordre les

instructions de ce paragraphe.

1. Installez le support **B** sur la base **A** :

a. Insérez les deux grandes vis dans la plaque à deux

trous, puis insérez les deux petites entretoises.

b. Installez cet ensemble sous la base des roulettes et

serrez les vis à travers la base dans le support.

2. Installez le plateau **C** en le faisant glisser sur son support

et fixez-le à l'aide de deux vis 8 x 15.

3. Installez le système de réglage :

Dévissez doucement la petite vis noire au-dessus de

l'étiquette rouge et remplacez-la par la petite vis grise

fournie avec la table.

N'enlevez PAS la vis recouverte par l'étiquette rouge.

Réglage de la hauteur

- Pour soulever le plateau, tirez-le vers le haut.
- Pour abaisser le plateau, appuyez sur le levier noir.

Invacare®Baye (L870)

Voir figure 3

1. Installez le tube carré **B** sur la base **A** à l'aide d'une

clé Allen.

2. Installez le plateau **E** sur le tube de support du plateau

et verrouillez-le à l'aide de la vis **F**.

3. Insérez le support du plateau **C** dans le tube carré **B**.

4. Vérifiez que le plateau se trouve au-dessus de la base.

5. Réglez la hauteur du plateau et serrez la vis **D** à la main.

Nettoyage et désinfection

ATTENTION !

– Vérifiez que le produit a été livré en parfait état avant de l'utiliser.

– Si vous avez des doutes sur l'utilisation, le réglage ou la maintenance du produit, contactez votre distributeur Invacare.

– La charge maximale indiquée sur l'étiquette du produit ne doit jamais être dépassée.

– Le produit ne doit pas être utilisé ni stocké à l'extérieur.

– Vérifiez régulièrement la stabilité et la rigidité du produit et, le cas échéant, que les vis sont bien serrées.

- Retirez les saletés ou la poussière à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- Utilisez de l'eau savonneuse pour enlever les taches tenaces.
- Essayez avec un chiffon doux.
- En cas de désinfection dans un environnement hospitalier, suivez les recommandations en matière d'hygiène.

Sécurité



1. Asenna neliskanttinen putki **B** alustaan **A** kuusiokoloavainta käyttämällä.
2. Asenna tarjotin **E** tarjotintpidikkeen putkeen ja lukitse se käsiruuvilla **F**.
3. Liu'uta tarjotimen pidike **C** neliskanttiseen putkeen **B**. Varmista, että tarjotin on alustan yläpuolella.
4. Säädä tarjotimen korkeutta ja kiristä käsiruuvi **D**.

Katso kuva 3.

Invacare®Baye (L870)

- Nosta tarjotinta vetämällä sitä ylöspäin.
- Laske tarjotinta painamalla mustaa vipua.

Korkeuden säätäminen

1. Asenna teline **B** alustaan **A** :
a. Työnää kaksi suurta ruuvia kaksikaukoiseen levyyn ja aseta kaksi pientä sylinteriä paikalleen.
b. Aseta tämä kokoonpano pyöräjalustan alapuolelle ja kiristä ruuvit alustan läpi telineeseen.
Varmista, että tarjotin on alustan yläpuolella.
2. Asenna tarjotin **C** liu'uttamalla se tukensa ja kiinnitä kahdella 8x15-ruuvilla.
3. Säätöjärjestelmän asentaminen:
Ruuvaa varoen auki pieni musta ruuvi punaisen merkin yläpuolelta ja vaihda se pöydän mukana toimitettuun pieneen harmaaseen ruuviin.
ÄLÄ irrota ruuvia, joka on punaisen merkin peitossa.

HUOMIO!

Korkeudensäätöjärjestelmää hallitaan jousella. – Noudata tämän kappaleen ohjeita huolellisesti annetussa järjestyksessä.

Katso kuva 2.

Invacare®Kauma (L872)

3. Liu'uta tarjotimen tuen neliskanttinen putki **C** rungon pystysuoraan osaan **B**, siten että tarjotimen tuki on rungon alustan yläpuolella.
4. Löysää käsiruuvia **E** ja liu'uta tarjotinta **F** tarjotimen tuessa.
5. Säädä tarjotin haluttuun kulmaan ja kiristä käsiruuvi **C**.
6. Säädä tarjotimen korkeutta ja kiristä käsiruuvi **D**.

Sigurnost



OPREZI
– Prije korištenja provjerite je li proizvod isporučen u savršenom stanju.

- Ako niste sigurni kako koristiti, podešavati ili održavati proizvod, kontaktirajte distributera tvrtke Invacare.
- Ne preporučuje najveće opterećenje prikazano na naljepnici proizvoda.
- Ne koristite ili pohranjujte proizvod na otvorenom.
- Periodički provjerite stabilnost i krutost proizvoda te, ako je primjenjivo, jesu li vijci stegnuti.

Čišćenje i dezinfekcija

- Uklonite svu prljaštinu ili prašinu pomoću meke, vlažne krpice.
- Tvrdokorne mrlje uklonite sapunom i vodom.
- Osušite mekom krpom.
- Za dezinfekciju u bolničkoj okolini slijedite preporuke higijenicara.

Informacije o jamstvu

Odredbi i uvjeti jamstva čine dio općih odredaba i uvjeta koje se odnose na pojedinačne zemlje u kojima se ovaj proizvod prodaje.

Kontaktni podaci za vaš lokalni ured tvrtke Invacare nalaze se na kraju ovog priručnika.

Sastavljanje

Invacare®Pausa (L865)

Pogledajte sliku 1

1. Postavite dvije noge na kotačiće **A** ispod okvira **B** pomoću 2 vijaka.
2. Umetnite ručni vijak **C** u gornji dio okvira **B**.
3. Umetnite kvadratnu cijev nosača poslužavnika **D** na okomiti dio okvira **B** tako da se nosač poslužavnika nalazi iznad postolja okvira.
4. Otpustite ručni vijak **E** i umetnite poslužavnik **F** na nosač poslužavnika.
5. Podestite poslužavnik na željeni nagib i zategnite ručni vijak **C**.
6. Podestite visinu poslužavnika i zategnite ručni vijak **C**.

Invacare®Kauma (L872)

Pogledajte sliku 2

OPREZI
Sustavom za podešavanje visine upravlja opruga – Pažljivo slijedite upute u ovom poglavlju te navedenim redoslijedom.



1. Instalirajte stalak **B** na postolje **A**:

- a. Umetnite dva velika vijaka u ploču s dvije rupe, potom umetnite dva mala vijaka.

- b. Postavite taj sklop ispod postolja s kotačićima i zategnite vijke kroz postolje u stalak.

2. Instalirajte poslužavnik **C** umetanjem na nosač i pričvrstite ga pomoću dva vijaka 8x15.

3. Instalirajte sustav za podešavanje:

Pažljivo odvijte mali crni vijak iznad crvene oznake i zamijenite ga malim sivim vijkom priloženim uz stol.

NEMOJTE uklanjati vijak pokrivenu crvenom naljepnicom.

Podešavanje visine

- Da biste podigli poslužavnik, povucite ga gore.
- Da biste spustili poslužavnik, pritisnite crnu polugu.

Invacare®Baya (L870)

Pogledajte sliku 3

1. Instalirajte kvadratnu cijev **B** na stalak **A** pomoću imbus ključa.
2. Instalirajte poslužavnik **E** na cijev nosača poslužavnika i blokirajte ga ručnim vijkom **F**.
3. Umetnite nosač poslužavnika **C** na kvadratnu cijev **B**.
4. Podestite visinu poslužavnika i zategnite ručni vijak **D**.

Sigurnost



AVVERTENZA!

– Prima di utilizzare il prodotto, verificare che sia stato consegnato in condizioni perfette.

– Se si nutrono dei dubbi riguardo all'utilizzo, alla regolazione o alla manutenzione del prodotto, contattare il distributore Invacare.

– Non superare il carico massimo indicato sull'etichetta del prodotto.

– Non utilizzare o conservare il prodotto all'esterno.

– Controllare periodicamente la stabilità e la rigidità del prodotto e, ove applicabile, che le viti siano serrate.

Pulizia e disinfezione

- Rimuovere eventuale polvere o sporcizia con un panno morbido inumidito.
- Per rimuovere macchie ostinate, usare acqua e sapone.
- Assicurare con un panno morbido.
- Per la disinfezione in ambienti ospedalieri, seguire le raccomandazioni dello specialista di igiene.

Informazioni sulla garanzia

I termini e le condizioni della garanzia sono parte integrante delle condizioni generali e di quelle specifiche per i singoli paesi in cui questo prodotto viene commercializzato.

Le informazioni utili per contattare la sede locale Invacare si trovano alla fine di questo manuale.

Montaggio

Invacare®Pausa (L865)

Vedere figura 1.

1. Attaccare i due piedi sulle ruote girevoli **A** sotto il telaio **B** usando 2 viti.
2. Inserire la vite della maniglia **C** nella sezione superiore del telaio **B**.
3. Fare scivolare il tubo quadrato del supporto del vassoio **D** nella sezione verticale del telaio **B**, in modo che il supporto del vassoio si trovi sopra la base del telaio.
4. Allentare la vite della maniglia **E** e fare scorrere il vassoio **F** sull'apposito supporto.
5. Regolare il vassoio all'inclinazione desiderata e serrare la vite della maniglia **E**.
6. Regolare l'altezza del vassoio e serrare la vite della maniglia **C**.

Invacare® Kauma (L872)

Vedere figura 2.

1. Instalirajte stalak **B** na postolje **A**:
2. Instalirajte poslužavnik **C** umetanjem na nosač i pričvrstite ga pomoću dva vijaka 8x15.
3. Instalirajte sustav za podešavanje:

Pažljivo odvijte mali crni vijak iznad crvene oznake i zamijenite ga malim sivim vijkom priloženim uz stol.

NEMOJTE uklanjati vijak pokrivenu crvenom naljepnicom.

Vietinio „Invacare“ biro kontakting informaciją rasite šio vadovo gale.

Garantijos sąlygos ir nuostatos yra bendrųjų sąlygų ir nuostatų dalis, kuri skiriamasi atsižvelgiant į šalį, kurioje parunduodamas šis gaminy.

Informacija apie garantiją

- Nuvalykite visus nešvarumus ir dulkes minkšta, drėgna šluoste.
- Sunkiai nuvalomas dėmes nuvalykite naudodami muilą ir vandenį.
- Nusausinkite minkštu audiniu.
- Ligoninėse dezinfekuokite laikydamiesi higienos specialisto rekomendacijų.

Valymas ir dezinfekavimas

- Prieš naudodami patikrinkite, ar gaminy yra prižiūrėti, kreipkitės į „Invacare“ platintoją.
- Neviršykite didžiausios apkrovos, nurodytos gaminio etiketėje.
- Nenaudokite ir neliaikykite gaminio lauke.
- Nuolat tikrinkite gaminio stabilumą bei tvirtumą ir, jeigu reikia, ar priveržti varžtai.



ATSARGIAI!

Sauga



1. Instaliuoti vamzdelio kvadratinę formą strypą ① į vertikalią rėmo ② dalį, kad padėkio atrama būtų virš rėmo pagrindo.
2. Įstatykite rankinį sraigą ③ į viršutinę rėmo ② dalį.
3. Įstumkite padėkio atramos kvadratinę formą strypą ① į vertikalią rėmo ② dalį, kad padėkio atrama būtų virš rėmo pagrindo.
4. Ataisvinkite rankinį sraigą ③ ir įstumkite padėkį ④ į padėkio atramą.
5. Sureguliuokite norimą padėkio nuolydį ir priveržkite rankinį sraigą ③.
6. Sureguliuokite padėkio aukštį ir priveržkite rankinį sraigą ④.

Vedere figura 3.

Invacare®Baya (L870)

- Per abbasare il vassio, tirario verso l'alto.
- Per abbasare il vassio, premere la leva nera.

Regolazione dell'altezza

1. Installare nella sezione superiore del telaio ② sulla base ① a. Inserire le due viti grandi nella piastra a due fori e infilare i due cilindri piccoli.
2. Collocare questo montaggio sotto la base della ruota orientabile e serrare le viti nella sezione superiore del telaio attraverso la base.
3. Assicurarsi che il vassio si trovi sopra la base. b. Collocare questo montaggio sotto la base della ruota orientabile e serrare le viti nella sezione superiore del telaio attraverso la base.
4. Fare scorrere il supporto del vassio ③ nel tubo quadrato ④ bloccarlo con una vite della maniglia ⑤.
5. Assicurarsi che il vassio si trovi sopra la base.
6. Regolare l'altezza del vassio e serrare la vite della maniglia ⑤.

AVVERTENZA!
Il sistema di regolazione dell'altezza è controllato da una molla.
– Seguire attentamente e nell'ordine indicato le istruzioni fornite in questo paragrafo.



1. Naudodami šešiakampį raktą įstatykite kvadratinę formą strypą ① į pagriną ②.
2. Įstatykite padėkį ③ į padėkio laikiklio strypą ir užfiksuokite rankiniu sraigčiu ④.
3. Įstumkite padėkio laikiklį ⑤ į kvadratinę formą strypą ①.
4. Įsitikinkite, kad padėkias yra virš pagrindo. Sureguliuokite padėkio aukštį ir priveržkite rankinį sraigčią ⑥.

Zr. 3 pav.

Invacare®Baya (L870)

- Noredami pakelti padėkį, patraukite jį į viršų.
- Noredami nuleisti padėkį, paspauskite jį odą svirtį.

Aukščio reguliavimas

1. Įstatykite stovą ② į pagriną ①.
2. Padėkite šią konstrukciją po pagrinu su ratukais ir įstatykite du didelius varžtus į dviejų angų ploktę ir prisukite varžtus per pagriną į stovą.
3. Įsitikinkite, kad padėkias yra virš pagrindo. Įstatykite padėkį ③ į atramą ir užfiksuokite naudodami du 8 x 15 varžtus.
4. Įstatykite reguliavimo sistemą: atsargiai atsukite mažą juodą varžtą virš raudonos etiketės ir pakaiskite jį mažu pilku varžtu, pateikiamu kartu su staliuku.
5. NEATSUKITE raudona etikete uždengto varžo.



ATSARGIAI!
Aukščio reguliavimo sistema valdoma naudojant spyruoklę.
– Atidžiai laikykitės šios pastabos nurodymų ir nurodytos tvarkos.

Zr. 2 pav.

Invacare®Kauma (L872)

1. Vartais pritvirtinkite dvi kojles su ratukais ① po rėmu ②.
2. Įstatykite rankinį sraigą ③ į viršutinę rėmo ② dalį.
3. Įstumkite padėkio atramos kvadratinę formą strypą ① į vertikalią rėmo ② dalį, kad padėkio atrama būtų virš rėmo pagrindo.
4. Ataisvinkite rankinį sraigą ③ ir įstumkite padėkį ④ į padėkio atramą.
5. Sureguliuokite norimą padėkio nuolydį ir priveržkite rankinį sraigą ③.
6. Sureguliuokite padėkio aukštį ir priveržkite rankinį sraigčią ④.

Zr. 1 pav.

Invacare®Pausa (L865)

Surinkimas

1. Zet de twee dwarstangen met de zwenkwielen Ⓐ met 2 schroeven vast onder het frame Ⓑ.
2. Steek handschroef Ⓒ in de bovenkant van het frame Ⓑ.

Zie afbeelding 1

Montage Invacare®Pausa (L865)

Aan het einde van deze handleiding vindt u de contactgegevens voor het dichtstbijzijnde Invacare-kantoor.

De garantievoorwaarden maken deel uit van de algemene voorwaarden die gelden voor het land waarin het product wordt verkocht.

Garantie-informatie

- De garantievoorwaarden maken deel uit van de algemene voorwaarden die gelden voor het land waarin het product wordt verkocht.
- De garantievoorwaarden maken deel uit van de algemene voorwaarden die gelden voor het land waarin het product wordt verkocht.
- De garantievoorwaarden maken deel uit van de algemene voorwaarden die gelden voor het land waarin het product wordt verkocht.
- De garantievoorwaarden maken deel uit van de algemene voorwaarden die gelden voor het land waarin het product wordt verkocht.

Schoonmaken en desinfecteren

- De garantievoorwaarden maken deel uit van de algemene voorwaarden die gelden voor het land waarin het product wordt verkocht.
- De garantievoorwaarden maken deel uit van de algemene voorwaarden die gelden voor het land waarin het product wordt verkocht.
- De garantievoorwaarden maken deel uit van de algemene voorwaarden die gelden voor het land waarin het product wordt verkocht.
- De garantievoorwaarden maken deel uit van de algemene voorwaarden die gelden voor het land waarin het product wordt verkocht.



LET OPI

Veiligheid

nl

1. Ustādīet statīvu Ⓑ uz pamatnes Ⓐ.
2. Ustādīet paplāti Ⓒ, bīdot to uz tās balsta un nostīprinot to ar divām 8 x 15 skrūvēm.
3. Ustādīet pielāgošanas sistēmu.
4. Pielāgojiet atskrūvējiet nelielo un melno skrūvi virs sarkanās uzlīmes un aizstājiet to ar nelielu un pelēku skrūvi, kas ietilpst galda komplektācijā.

Skatiet 3. attēlu.

Invacare®Baya (L870)

- Lai paceltu paplāti, velciet to augšup.
- Lai nolaiestu paplāti, spīdīet melno sviru.

Augstuma pielāgošana

1. Ustādīet statīvu Ⓑ uz pamatnes Ⓐ.
2. Ustādīet paplāti Ⓒ, bīdot to uz tās balsta un nostīprinot to ar divām 8 x 15 skrūvēm.
3. Ustādīet pielāgošanas sistēmu.
4. Pielāgojiet atskrūvējiet nelielo un melno skrūvi virs sarkanās uzlīmes un aizstājiet to ar nelielu un pelēku skrūvi, kas ietilpst galda komplektācijā.

Drošība

– Pirms izstrādājuma lietošanas parīcinieties, ka tas ir piegādāts labā stāvoklī.

– Ja neesat drošs par izstrādājuma lietošanu, pielāgošanu un apkopi, sazinieties ar Invacare izplatītāju.

– Nepārsniedziet maksimālo slodzi, kas norādīta uz izstrādājuma uzlīmes.

– Nelietojiet un neuzglabājiet šo izstrādājumu ārpus telpām.

– Periodiski pārbaudiet izstrādājuma stabilitāti un stingrību un to, vai skrūves ir pievilktas, kur nepieciešams.

UZMANĪBU!



lv

Invacare®Kauma (L872)

1. Pielāgojiet abas kājas riteņsīēm Ⓐ zem rāmja Ⓑ, izmantojot 2 skrūves.
2. Ievietojiet skrūvi ar rokturi Ⓒ rāmja Ⓑ augšējā daļā.
3. Bīdīet paplātes balsta Ⓓ kvadrātveida cauruli rāmja Ⓑ vertikālajā daļā, lai paplātes balsts atrastos virs rāmja pamatnes.
4. Atskrūvējiet skrūvi ar rokturi Ⓔ un bīdīet paplāti Ⓕ uz tās balsta.
5. Pielāgojiet paplāti nepieciešamajā stipumā un pievelciet skrūvi ar rokturi Ⓒ.
6. Pielāgojiet paplātes augstumu un pievelciet skrūvi ar rokturi Ⓒ.

Skatiet 1. attēlu.

Invacare®Pausa (L865)

Assembly

Invacare vietējā biroja kontaktinformācija ir norādīta šīs rokasgrāmatas aizmugurē.

Garantijas noteikumi un nosacījumi ir daļa no vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem, kas konkrēti attiecas uz katru valsti, kura šīs izstrādājums tiek pārdots.

Garantijas informācija

- Lai notirtu putekļus un netīrumus, izmantojiet mitstu un mitru drānu.
- Grūti notīrāmu trāpu nopemšanai izmantojiet ziepes un ūdeni.
- Noslaukiet ar mitkstu drānu.
- Dezinficēšanai slimnīcās vidē ievērojiet higiēnas speciālistu ieteikumus.

Tīršana un dezinficēšana

- Schuf de rechthoekige steunstang van het werkblad ① in het verticale deel van het frame ⑧ en zorg dat de steunstang van het werkblad boven het onderstel komt te zitten.
- Draai handschroef ⑤ los en schuif het werkblad ④ op de steunstang.
- Stel het werkblad af in de gewenste hoek en draai handschroef ⑤ vast.
- Pas de hoogte van het werkblad aan en draai handschroef ⑥ vast.

Invacare®Kauma (L872)

Zie afbeelding 2

LET OPI



Het systeem voor hoogteaanpassing werkt met een veer.
– Volg de instructies in deze paragraaf nauwgezet op, in de aangegeven volgorde.

- Installeer de staander ⑧ op het onderstel ④:
 - Steek de twee grote schroeven in de plaat met de twee gaten en plaats de twee kleine cilinders.
 - Zet deze constructie onder het onderstel met de zwenkwielen en draai de schroeven via het onderstel in de staander.
- Controleer of het werkblad zich boven het onderstel bevindt.
- Schuif het werkblad ③ in de steunstang en zet het vast met twee schroeven van 8x15.
- Installeer het afstelsysteem:
 - Schroef de kleine zwarte schroef boven het rode label voorzichtig los en plaats er een kleine grijze schroef (bij de tafel geleverd) voor terug.
 - Verwijder NIET de schroef die door het rode label wordt afgedekt.

De hoogte aanpassen

- U kunt het werkblad hoger zetten door het omhoog te trekken.
- U kunt het werkblad lager zetten door op de zwarte hendel te drukken.

Invacare®Bay (L870)

Zie afbeelding 3

- Installeer de rechthoekige stang ⑧ op het onderstel ④.
- Installeer het werkblad ⑤ op de draagstang van het werkblad en zet het werkblad vast met handschroef ⑥.
- Schuif de draagstang van het werkblad ③ in de rechthoekige stang ⑧.
- Controleer of het werkblad zich boven het onderstel bevindt.
- Pas de hoogte van het werkblad aan en draai handschroef ⑦ vast.

Sikkerhet

FORSIKTIG!



– Controleer at produktet er levert i perfekt stand før du bruker det.
– Hvis du er usikker på bruk, justering eller vedlikehold av produktet, kontakter du Invacare-forhandleren.
– Overskrid ikke løftebøylens maksimumsbelastning som angitt på produktetiketten.
– Produktet skal ikke brukes eller oppbevares utendørs.
– Kontroller regelmessig produktets stabilitet og stivhet, og om eventuelle skruer er strammert.

Rengjøring og desinfisering

- Fjern eventuelt smuss eller støv med en myk, fuktig klut.
- Vanskelige flekker fjernes med såpe og vann.
- Tørk delene med en myk klut.
- Følg hygieneopplettens anbefalinger for desinfisering i sykehusmiljøer.

Garantipplysninger

Garantivilkårene er en del av de generelle vilkårene som gjelder i hvert land hvor dette produktet markedsføres. Kontaktopplysningene for ditt lokale Invacare-kontor er angitt på slutten av denne håndboken.

Montering

Invacare®Pausa (L865)

Se figur 1

- Fest de to føttene på styrehjulene ① under rammen ⑧ med 2 skruer.
- Sett inn håndskruen ③ gjennom den øvre delen av rammen ⑧.
- Skyv det firkantede røret til brettstøtten ④ inn i den vertikale delen av rammen ⑧, slik at brettstøtten er over rammesokkelen.
- Løsne håndskruen ⑤ og skyv brettet ⑥ på brettstøtten.
- Juster brettet til ønsket vinkel og stram håndskruen ⑤.
- Juster brettets høyde og stram håndskruen ③.

Invacare®Kauma (L872)

Se figur 2

FORSIKTIG!



Høydejusteringssystemet kontrolleres av en fjær. – Følg instruksjonene i dette avsnittet nøye, og i angitt rekkefølge.

- Monter stativet ⑧ på sokkelen ④:
 - Sett inn de to store skruene i platen med to hull, og sett inn de to små sylindrene.
 - Plasér denne monteringen under styrehjulsockelen og stram skruene gjennom sokkelen og inn i stativet. Kontroller at brettet sitter over sokkelen.
 - Monter brettet ③ ved å skyve det på støtten og feste det med to 8 x 15 skruer.
 - Monter justeringssystemet:
 - Løsne forsiktig den lille svarte skruen over den røde etiketten og erstatt den med den lille grå skruen som følger med bordet.
 - IKKE fjern skruen som er dekket av den røde etiketten.
- Stille inn høyden
- Trek brettet oppover for å heve det.

- Trykk på den svarte spaken for å senke brettet.

Invacare® Baya (L870)

Se figur 3

1. Monter det firkantede røret **B** på sokkelen **A** med en unbrakonøkkel.
2. Monter brettet **E** på bretttholderøret og lås det med håndskruen **F**.
3. Skyv bretttholderen **C** inn i det firkantede røret **B**. Kontroller at brettet sitter over sokkelen.
4. Juster brettets høyde og stram håndskruen **D**.

Segurança

ATENÇÃO!

- Verifique se o produto foi entregue em boas condições antes de o utilizar.
- Se estiver inseguro sobre a utilização, o ajuste ou a manutenção do produto, contacte o distribuidor da Invacare.
- Não exceda a carga máxima ilustrada na etiqueta do produto.
- Não utilize nem armazene o produto no exterior.
- Verifique periodicamente a estabilidade e a rigidez do produto e, onde aplicável, confira se os parafusos estão apertados.

Limpeza e desinfeção

- Remova a sujidade ou o pó utilizando um pano húmido.
- Utilize sabão e água para remover manchas resistentes.
- Seque com um pano macio.
- Para desinfeção em ambiente hospitalar, siga as recomendações do especialista em higiene.

Informações da garantia

Os termos e as condições da garantia fazem parte dos termos e condições gerais específicos de cada país em que este produto é vendido.

As informações de contacto do seu escritório local da Invacare estão localizadas no fim deste manual.

Montagem

Invacare® Pausa (L865)

Consulte a figura 1

1. Prenda os dois pés aos rodízios **A** sob o chassis **B** utilizando 2 parafusos.
2. Insira o parafuso de rosca **C** na secção superior do chassis **B**.
3. Faça deslizar o tubo quadrado do suporte do tabuleiro **D** para a secção vertical do chassis **B**, de modo a que o suporte do tabuleiro fique localizado sobre a base do chassis.
4. Desaperte o parafuso de rosca **E** e faça deslizar o tabuleiro **F** para o suporte de tabuleiro.
5. Ajuste o tabuleiro para a inclinação pretendida e aperte o parafuso de rosca **E**.
6. Ajuste a altura do tabuleiro e aperte o parafuso de rosca **C**.

Invacare® Kauma (L872)

Consulte a figura 2

Garantivillkoren är en del av de allmänna villkor som gäller särskilt i de olika länder där produkten säljs. Kontaktinformation för ditt lokala Invacare-kontor hittar du i slutet av den här bruksanvisningen.

Information om garanti

- Avlägsna smuts eller damm med en mjuk, fuktig trasa.
- Använd tvål och vatten till att tvätta bort fläckar.
- Torka torrt med en mjuk trasa.
- Vid desinfektion i sjukhusmiljö ska hygienspecialistens rekommendationer följas.

Rengöring och desinfektion

FÖRSIKTIG!

- Kontrollera att produkten har levererats i perfekt skick innan den används.
- Om du är osäker på användning, justering eller underhåll av produkten kan du kontakta din Invacare-distributör.
- Maxbelastningen som anges på produktetiketten får inte överskridas.
- Produkten ska inte användas eller förvaras utomhus.
- Kontrollera med jämnan mellanrum att produkten är stabil och stadig och, i tillämpliga fall, att skruvarna är åtdragna.

Säkerhet

SV

Invacare® Baya (L870)

Consulte a figura 3

1. Instale o tubo quadrado **B** na base **A** utilizando uma chave Allen.
2. Instale o tabuleiro **E** no tubo do suporte do tabuleiro e aperte-o com o parafuso de rosca **F**.
3. Faça deslizar o suporte do tabuleiro **C** para o tubo quadrado **B**.
4. Ajuste a altura do tabuleiro e aperte o parafuso de rosca **D**.

Ajustar a altura

1. Instale o suporte **B** na base **A**:
 - a. Insira os dois parafusos grandes na placa com dois orifícios e insira os dois cilindros pequenos.
 - b. Coloque a montagem por baixo da base dos rodízios e aperte os parafusos através da base até ao suporte. Certifique-se de que o tabuleiro está localizado sobre a base.
2. Instale o tabuleiro **C**, fazendo-o deslizar para o respetivo suporte e fixe-o utilizando os dois parafusos 8 x 15.
3. Instale o sistema de ajuste:
 - Desaperte o parafuso preto pequeno sobre a etiqueta vermelha e substitua-o pelo parafuso cinzento pequeno fornecido com a mesa.
 - Não remova o parafuso coberto com a etiqueta vermelha.

ATENÇÃO!

O sistema de ajuste da altura é controlado por uma mola.

- Siga as instruções neste parágrafo cuidadosamente e pela ordem indicada.

Montering


Invacare®Pausa (L865)

Se bild 1

1. Fäst de två fötterna på hjulen **A** under ramen **B** med två skruvar.
2. Sätt i handskruven **C** i den övre delen av ramen **B**.
3. Skjut in brickestödets fyrkantiga rör **D** i ramens vertikala del **B** så att brickestödet är placerat ovanför ramens bas.
4. Lossa handskruven **E** och skjut in brickan **F** på brickestödet.
5. Justera brickan till önskad lutning och dra åt handskruven **E**.
6. Justera brickans höjd och dra åt handskruven **C**.

Invacare®Kauma (L872)

Se bild 2

FÖRSIKTIGT!  Höjdjusteringssystemet är fjäderbelastat. – Följ instruktionerna i det här avsnittet noga och i den ordning som anges.

1. Montera röret **B** på basen **A**:
 - a. Sätt i de två stora skruvarna i plåten med två hål och sätt i de tv små cylindrarna.
 - b. Placera detta montage nedanför hjulbasen och dra åt skruvarna genom basen och in i röret.
2. Se till att brickan är placerad ovanför basen.
 1. Montera brickan **C** genom att skjuta in den på dess stöd och fäst med två 8x15 mm-skrubar.
 2. Montera justeringssystemet:
 1. Skruva försiktigt loss den lilla svarta skruven ovanför den röda etiketten och ersätt den med den lilla grå skruven som medföljer.
 2. Ta INTE bort skruven som är täckt av den röda etiketten.

Justera höjden

- Höj brickan genom att dra den uppåt.
- Sänk brickan genom att trycka på den svarta spaken.

Invacare®Bayä (L870)

Se bild 3

1. Montera det fyrkantiga röret **B** på basen **A** med hjälp av en insexnyckel.
2. Montera brickan **E** på brickehållarröret och lås fast den med handskruven **F**.
3. Skjut in brickehållaren **C** i det fyrkantiga röret **B**.
4. Se till att brickan är placerad ovanför basen.
5. Justera brickans höjd och dra åt handskruven **D**.

Invacare Sales Companies

Ireland:

Invacare Ireland Ltd,
Unit 5 Seatown Business
Campus
Seatown Road, Swords, County
Dublin
Tel : (353) 1 810 7084
Fax: (353) 1 810 7085
ireland@invacare.com
www.invacare.ie

United Kingdom:

Invacare Limited
Pencoed Technology Park,
Pencoed
Bridgend CF35 5AQ
Tel: (44) (0) 1656 776 222
Fax: (44) (0) 1656 776 220
uk@invacare.com
www.invacare.co.uk

Danmark:

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37
DK-2605 Brøndby
Tel: (45) (0)36 90 00 00
Fax: (45) (0)36 90 00 01
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Deutschland:

Invacare GmbH,
Alemannenstraße 10
D-88316 Isny
Tel: (49) (0)7562 700 0
Fax: (49) (0)7562 700 66
kontakt@invacare.com
www.invacare.de

Österreich:

Invacare Austria GmbH
Herzog Odilostrasse 101
A-5310 Mondsee
Tel: (43) 6232 5535 0
Fax: (43) 6232 5535 4
info-austria@invacare.com
www.invacare.at

Schweiz / Suisse / Svizzera:

Invacare AG
Benkenstrasse 260
CH-4108 Witterswil
Tel: (41) (0)61 487 70 80
Fax: (41) (0)61 487 70 81
switzerland@invacare.com
www.invacare.ch

España:

Invacare SA
c/Areny s/n, Polígon Industrial
de Celrà
E-17460 Celrà (Girona)
Tel: (34) (0)972 49 32 00
Fax: (34) (0)972 49 32 20
contactsp@invacare.com
www.invacare.es

France:

Invacare Poirier SAS
Route de St Roch
F-37230 Fondettes
Tel: (33) (0)2 47 62 64 66
Fax: (33) (0)2 47 42 12 24
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Italia:

Invacare Mecc San s.r.l.,
Via dei Pini 62,
I-36016 Thiene (VI)
Tel: (39) 0445 38 00 59
Fax: (39) 0445 38 00 34
italia@invacare.com
www.invacare.it

Nederland:

Invacare BV
Galvanistraat 14-3
NL-6716 AE Ede
Tel: (31) (0)318 695 757
Fax: (31) (0)318 695 758
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Belgium & Luxemburg:

Invacare nv
Autobaan 22
B-8210 Loppem
Tel: (32) (0)50 83 10 10
Fax: (32) (0)50 83 10 11
belgium@invacare.com
www.invacare.be

Norge:

Invacare AS
Grensesvingen 9, Postboks
6230, Etterstad
N-0603 Oslo
Tel: (47) (0)22 57 95 00
Fax: (47) (0)22 57 95 01
norway@invacare.com
www.invacare.no

Portugal:

Invacare Lda
Rua Estrada Velha, 949
P-4465-784 Leça do Balio
Tel: (351) (0)225 1059 46/47
Fax: (351) (0)225 1057 39
portugal@invacare.com
www.invacare.pt

Suomi:

Camp Mobility
Patamäenkatu 5, 33900
Tampere
Puhelin 09-35076310
info@campmobility.fi
www.campmobility.fi

Sverige:

Invacare AB
Fagerstagatan 9
S-163 53 Spånga
Tel: (46) (0)8 761 70 90
Fax: (46) (0)8 761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

© 2017 Invacare Corporation. All rights reserved. Republication, duplication or modification in whole or in part is prohibited without prior written permission from Invacare. Trademarks are identified by ™ and ®. All trademarks are owned by or licensed to Invacare Corporation or its subsidiaries unless otherwise noted.



Invacare Portugal, Lda
Rua Estrada Velha 949
4465-784 Leça do Balio
Portugal

